



# PAWS

POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEMS



REPRESENTED BY



REHASENSE





# PAWS



## „STOR INNOVATION”

**Tomasz Biduś**, professionell rullstolsrugbyspelare och Brand Ambassador



„För mig som rullstolsanvändare är det oerhört viktigt att jag har produkter som uppfyller mina behov och stöder mig i mitt mobila liv.

Som idrottsman vill du utmana dina gränser och alltid ge ditt bästa. PAWS är den mest innovativa påhängsmotorn för rullstolar hittills.

Den ger dig en fantastisk känsla av dynamik och obegränsad rörlighet“

# PAWS

## POWER ASSISTED WHEELCHAIR SYSTEMS? SÄG PAWS!

### PAWS ÄR ORDET,

men främst är det den bästa påhängsmotorn för din rullstol.

Den kombinerar ergonomi och funktionalitet med snyggt utseende. Med PAWS blir din manuella rullstol ett spännande fordon som gör att du kan vara oberoende när du åker till jobbet, shoppa eller reser. Denna påhängsmotor är ett utmärkt alternativ till bilen.

PAWS är för dig vad du vill att den ska vara – kombinerat nöje med funktion. Att köra PAWS blir din hobby. Varje PAWS skapar sin egen frihetsberättelse – träffa familj och vänner, delta i fler aktiviteter tillsammans eller gå på ett solo-äventyr. Få ut mer av rörligheten. Upptäck PAWS-möjligheterna på följande sidor.



# CITY

## UPPLEV ETT RIKTLIV MED PAWS!

Låt PAWS vara en del av din vardagliga rörlighet. Ta dig enkelt till jobbet och ta hand om shopping på vägen hem. Möt dina dagliga möjligheter med självförtroende. Låt PAWS bli ditt vardagsredskap! PAWS City kan beställas med antingen ett 12" eller 14" framhjul och är främst utformad för stadsresor. Välj 12" för jämnare vägar eller 14" om du förväntar dig några fler stötar. Med en 1m vändradie fungerar den också bra inomhus. Den gillar hård mark och jämna ytor, men klarar också ojämna trottoarer och trottoarkanter.



### PAWS KOPPLING

Du behöver inte ändra på ramen eller montera extra delar på rullstolen\*. Manuell hopkoppling och lyftning tar bara några sekunder.  
\* På Pantheras rullstolar rekommenderar vi att man monterar våra egna rörskydd.

Visad konfiguration: 12" hjul, manuella kontroller, manuella Easy Clamps.

# CRUISER

## 3... 2... 1... PAWS!

Välj PAWS Cruiser och ha mer kul. En bra lösning för en mängd olika mobilitetsändamål. Oavsett om det är runt stan eller längs en skogsstig, är den här modellen något för dig. Det stora 16" drivhjulet åter upp stötar för en riktigt smidig körning. Få ut din PAWS på banan och övervinn enkelt hinder i terrängen. Gör bara mer, längre, snabbare och känn friheten på vägen med PAWS.



Visad konfiguration: Standardkontroller, automatiska Easy Clamps

### DOCKA DIN PAWS UTAN ANSTRÄNGNING.

Med helautomatik rullar du bara in rullstolen i klämmorna och trycker på knappen för automatisk dockning och lyftning till körläget. Från start till start på 12 sekunder!

# TOURER

## UPPTÄCK NYA PLATSER MED PAWS

Gillar du att åka till nya platser? Med PAWS kan du känna dig säker även i utforskad terräng. PAWS Tourer har den längsta hjulbasen, så medan det stora hjulet övervinner rötter och ojämn terräng, gör den också en smidig körning under turnén. PAWS Tourer är den verkliga off-road-spelaren. Med ett 20" hjul och 4" FatTyre kommer du lätt till platser som skulle vara svåra för andra modeller. Den är främst utformad för terrängändamål och är inte rädd för sand, grus, stenar... Sätt dina tassor i smutsen!



### TETRAKONTROLLER

Tillåter dig med nedsatt funktion i armar och händer att köra utan ansträngning.

Visad konfiguration: Tetrakontroller, automatiska Easy Clamps



## ERGONOMI

PAWS tar bekvämligheten till nästa nivå. Ingenjörer, ergonomer och terapeuter har arbetat tillsammans för att skapa den mest praktiska produkten på marknaden för dig. Vi gjorde det! PAWS leder med det enklaste och mest universella dockningssystemet. Långa spakarmar och snabbkopplingsklämmor gör manuell dockning snabb och enkel. Automatisk dockning och lyftning är lika enkelt som en

knapptryckning - en verkligt banbrytande lösning. Du får flera möjligheter att ställa in styret för att ge dig den bästa körställningen. När du väljer PAWS kan du anpassa inställningarna med olika konfigurationer av dockning, styrning, hjul och tillbehör för optimal användning och passform - särskilt fördelaktigt för användare med nedsatt arm-/handfunktion.



Parkeringsläge



Touringläge



Cityläge

## DOCKNING

Det är väldigt enkelt att koppla PAWS till rullstolen, med två innovativa val av Easy Clamps - manuell eller automatisk. En annan unik egenskap hos PAWS är att du inte behöver några förändringar eller montera extradelar på rullstolen. Efter att ha använt PAWS förblir din rullstol som den är. Allt du lägger till är PAWS.



Manuella Easy Clamps med långa handtag för enkel dockning.



Automatiska Easy Clamps för dockning utan ansträngning.



Manuella klämmor

## UPPLYFTNING

Vid manuell lyftning skjuter du helt enkelt bort styret från kroppen för att lyfta rullstolens framhjul. När du väljer Auto Lift behöver du inte använda någon fysisk styrka för att ansluta PAWS till rullstolen. Auto Easy Clamp och Auto Lift ansluter dig automatiskt till körposition. PAWS - det är det smarta sättet att gå.

## STYRE

Styrets inställningar gör att många kan styra PAWS. Välj det bästa för dina ändamål - Standardkontroller eller Tetrakontroller. Det finns också flera möjligheter att ställa in styrets position så att det passar dig bäst.



## FART

Som standard finns det två lägen framåt \* och med ytterligare tre tillgängliga som specialbeställning \*\*. Ytterligare lägen är Walk Mode, Cruise Mode, Traction Mode och Reverse. (\* maximal hastighet är 15 km/h; \*\* hastighet upp till 28 eller 32 km/h är endast för specialbeställningar för kvalificerade användare). Observera: PAWS kan levereras annorlunda i ditt land för att uppfylla lokala bestämmelser.

upp till 32 km/h



Fram/back



Gå-läge ställer in hastigheten till 4km/t konstant



Läge för farthållning körhastigheten kan ställas in för att hålla en jämn fart utan att använda gasen.



Traktionsläge Användbar funktion om underlaget är halt eller vid start i uppförsbacke.

Tetrakontroller



## BROMSAR

Bromsningen sker med den främre skivbromsen, styrd av två bromshandtag monterade på styret. Bromsarna kan manövreras av en hand eller båda, om hård inbromsning behövs. Till hjälp finns även elektrisk motorbroms samt parkeringsbroms.

## HJUL

Varje modell har sin egen typ av hjul som skiljer sig åt i storlek och syfte. PAWS City 12"/14" är bra för gatorna eller till och med inomhus med sin korta hjulbas och snäva svängradie, medan PAWS Cruiser 16" är mer allround, bra för mellan- till hård terräng. PAWS Tourer 20" - har två däckbredder - 2,5" - ett allrounddäck och 4" för tuffare terräng.

## BELYSNING

En kraftfull, multifunktionell strålkastare har ett automatiskt alternativ - lamporna tänds automatiskt på kvällen eller i tunnlar. Andra manuella justeringar är möjliga.



## VATTENSÄKER

PAWS har en IP54-klassning så var inte rädd för regn, pölar och fukt. Fortsätt att använd din PAWS i alla väder.

## DISPLAY

Förardisplayen visar viktiga kördata som hastighet, sträcka, tid, effekt, körläge och andra lägesinställningar. Ljusstyrkan anpassas automatiskt till mängden omgivande ljus. Displayen är centralt monterad på styret och kan vridas till bästa läge.

## UNIVERSAL

Justeringsområdet i dockningssystemet gör det möjligt att montera ett brett utbud av fällbara och fastramstolar. Quick Release-klämmor gör det enkelt att demontera för enklare hantering under transport. Det är så PAWS fungerar. PAWS vinner igen!

## BATTERI

För full laddning behöver litiumjonbatteriet bara upp till 5 timmars laddning. Vid full laddning når du upp till 60 km (beroende på terräng, förarvikt och modell).

Ett IATA-kompatibelt "flyggodkänt" batteri är också tillgängligt för när du tar din PAWS på ett flyg. Batteribyten är enkla och snabba, så när det börjar ta slut kan du byta mot ett fulladdat och PAWS fortsätter att rulla.

upp till  
**40 km**

## ANPASSNING

Ställ in din PAWS-modell så att den matchar din stil och dina behov. Under valet av bästa konfiguration kan du överväga: tre modeller av PAWS (12", 14", 16" och 20" hjul), manuell eller automatisk fastspänning och lyftning, två modeller av handreglage..

### CITY



Visad konfiguration: 12" hjul, Manuella kontroller, manuella Easy Clamps + ICON 60 rullstol.

### CRUISER



Visad konfiguration: 16" hjul, standardkontroller, automatiska Easy Clamps + ICON 60 rullstol.

### TOURER



Visad konfiguration: 20" hjul, tetrakontroller, automatiska Easy Clamps + ICON 60 rullstol.

# TILLBEHÖR

## ACCESSORISE YOUR RIDE FOR MAXIMUM UTILITY

### LASTSYSTEM

**Packväska** - uppgradera din korg med packväskan med blixtlås och sidofack. Din drickflaska passar tätt i sidofickorna. Den har kardborreförslutningar för att hålla den på plats. I packkorgen.



Packväska

**Packkorg** - en korg med snabbfäste som gör att du kan ladda upp för din resa. Med robust stålkonstruktion, är den behandlad för att förhindra korrosion.



Packkorg

### LUFTPUMP

Smart Tire Inflator har ett inbyggt uppladdningsbart batteri som driver en minikompressor för att blåsa upp däck. Förutom att automatiskt känna av det inställda trycket kan enheten tillhandahålla USB-ström för externa enheter och har en ljusfunktion. Mycket användbart för de längre resorna!



### BATTERIER

Standard litiumjon 48V, 11.2Ah-batteri levererar kraftfulla 556 Wattimmar användning - universellt i alla modeller. Med ett bekvämt remhandtag kläms det enkelt fast i hållaren och fästs på plats med sin egen nyckel och lås. Laddningstiden från urladdat är 5 timmar. Den smarta laddaren stängs av när full laddning har uppnåtts.

Batteriet har en effektnivåindikator på toppen för att starta upp och kontrollera nivån. Flygbatteriet (300 Wh) har en lägre effektnivå så att det kan transporteras på passagerarplan enligt IATA. Det är viktigt att ge flygbolaget minst 48 timmars föravisering när du reser med ett batteri.



Batterimontering

### FÖRPACKNING

En hållbar förpackningskartong och insatser tillhandahålls för att skydda PAWS från skador under transport. Vi rekommenderar att du förvarar det i händelse av att enheten behöver transporteras vid ett senare tillfälle



Breddjusteringsstänger: möjliggör anpassning till en rad olika rullstolsbredder.



### VÅR REKOMMENDATION FÖR DIN SÄKERHET:

använd helst en hjälm när du använder PAWS.

Verktyg: En komplett uppsättning justeringsverktyg levereras med varje PAWS

# INNOVATIVA ELEKTRISKA PÅHÄNGSMOTORER FÖR RULLSTOLAR

3 modeller – 6 funktioner – över 30 patentansökningar!



**CITY**  
12" & 14" hjul

**CRUISER**  
16" hjul

**TOURER**  
20" hjul

## DE 6 FUNKTIONERNA



**MANUELL KLÄMMA**  
Stark och säker  
Enkel inställning



**MANUELL LYFT**  
Snabb och enkel  
Lyft utan svårigheter



**SPÅRASSISTANS**  
Självcentrerande styrning  
Säker kurshållning



**AUTOKLÄMMA**  
Automatisk dockning  
Koppling på några få sekunder



**AUTOLYFT**  
Automatisk upplyftning  
Helt utan kraftansträngning



**TETRAREGLAGE**  
Speciala tetrahandtag med gas och  
broms. Full kontroll



AUCKLAND, NYA ZEELAND – OKTOBER 2020



Kära kunder,

För två år sedan började resan. Vår vision var att utveckla en av världens mest extraordinära och innovativa elektriska påhängsmotorer för rullstolsanvändare som skulle omdefiniera känslorna av självständighet och frihet. Sedan dess har vårt utvecklingsteam jobbat hårt och nu är den här. Jag hoppas att du tycker om att upptäcka nya platser med vårt elassisterade rullstolssystem „PAWS“. Dela gärna dina bästa ögonblick, upplevelser och foton med oss via [marketing@rehasense.com](mailto:marketing@rehasense.com).

Bästa hälsningar från New Zealand

**Roger Dutton,**  
CEO Rehasense Group





# REHASENSE

REHASENSE DENMARK  
GLARMESTERVEJ 16 A, ST. TV.  
8600 SILKEBORG  
DENMARK  
☎ +49 176 588 788 01  
✉ INFO@REHASENSE.COM

REHASENSE DEUTSCHLAND GMBH  
BRIENER STRASSE 25  
47533 KLEVE  
GERMANY  
☎ +49 176 588 788 01  
✉ INFO@REHASENSE.COM

REHASENSE UK LIMITED / IRELAND  
UNIT 2, HARMONY HOUSE  
TRELEIGH INDUSTRIAL ESTATE  
REDRUTH, CORNWALL TR16 4DE  
UNITED KINGDOM  
☎ +44 (0) 333 220 0704  
✉ UKADMIN@REHASENSE.COM

REHASENES SP. Z O.O.  
SULEJOWSKA 45C  
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
POLAND  
☎ +48 502 728 074  
✉ INFO@REHASENSE.COM

REHASENSE BENELUX  
MARKEWEG 81  
8398CM BLESIJKE  
NETHERLANDS  
☎ +31 6 53837211  
✉ INFO@REHASENSE.NL

REHASENSE CHINA,  
NO.289, WENGJIAO ROAD  
XINYANG INDUSTRIAL AREA  
361022 HAICANG, XIAMEN  
CHINA  
☎ +86 592 688 4014  
✉ EVELYN.CHEN@REHASENSE.COM

REHASENSE KOREA  
1F. 338-46, DONGBUSUNHWAN-RO, WONJU-SI  
26454 GANGWON-DO  
REPUBLIC OF KOREA  
☎ +82 070 4216 3429  
✉ JONGSUNG.KIM@REHASENSE.COM

REHASENSE NEW ZEALAND  
UNIT 4, 260 APIRANA AVENUE  
GLEN INNES, AUCKLAND, 1072  
NEW ZEALAND  
☎ +09 555 3111  
✉ INFO@REHA-CARE-PRO.CO.NZ

REHASENSE CANADA  
UNIT 6 B, 51 CALDARI ROAD  
CONCORD, ONTARIO, L4K 4G3  
CANADA  
✉ HUGHES.MYNER@REHASENSE.COM

REHASENSE MENA  
QETAF MEDICAL EST  
3599 PRINCE MOHAMMED BIN ABDULAZIZ ST  
SAUD LANGAWI CENTER, AL ANDALUS  
JEDDAH 23326  
SAUDI ARABIA  
☎ +96 650 664 1993  
✉ SALES-MIDDLE-EAST@REHASENSE.COM

Besök oss på sociala medier



[www.rehasense.com](http://www.rehasense.com)